

français | italiano

CREATION WILLI GELLER INTERNATIONAL - SIMPLY BRILLIANT

WILLI GELLER  
*Creation*

MODE D'EMPLOI / ISTRUZIONI PER L'USO DI  
**CREA COLOR: Make Up Neo & In Nova Neo**

CC | LF | AV | ZI-F | TI



## TABLE DES MATIÈRES

Mode d'emploi Make Up Neo	
Aperçu des teintes de maquillage .....	
Utilisation universelle.....	
Possibilités d'application de Make Up Neo .....	
Coloration et caractérisation d'armatures en zirconium au moyen de la teinte d'armature NT .....	

Mode d'emploi Make In Nova Neo	
Aperçu des modificateurs / caractéristiques / indication .....	
Utilisation universelle des modificateurs .....	
Possibilités d'application de In Nova Neo.....	
Exemples d'applications de In Nova Neo .....	

### Mentions légales

Éditeur: Creation Willi Geller International GmbH  
Table des matières: Creation Willi Geller International  
Crédit photos: ZTM Sascha Hein  
Mise en page: Ganahl Kommunikation & Design

## SOMMARIO

<i>Istruzioni per l'uso di Make Up Neo</i>	
<i>Panoramica dei colori .....</i>	3
<i>Uso universale.....</i>	4
<i>Possibilità di impiego di Make Up Neo .....</i>	5-8
<i>Colorazione ed caratterizzazione di armature in zirconio con FS NT.....</i>	9-11

<i>Istruzioni per l'uso di Make In Nova Neo</i>	
<i>Panoramica modifcatori / caratteristiche /indicazioni .....</i>	12
<i>Uso universale dei modifcatori .....</i>	13
<i>Possibilità di impiego di In Nova Neo .....</i>	13
<i>Esempi di impiego di In Nova Neo .....</i>	14

### Impressum

Editore: Creation Willi Geller International GmbH  
Contenuto: Creation Willi Geller International  
Fonte delle illustrazioni: ZTM Sascha Hein  
Layout: Ganahl Kommunikation & Design

## APERÇU DES COULEURS, CARACTÉRISTIQUES MAKE UP NEO / PANORAMICA COLORI, CARATTERISTICHE MAKE UP NEO

17 Teintes de maquillage fluorescentes glaçantes (MUN-F)

1 Glaçage fluorescent (GL-F)

1 Teinte de maquillage fluide

1 Conditionneur de teintes de maquillage

(pour rafraîchir les teintes de maquillage épaissies)

17 colori per fluorescenza e lucentezza (MUN-F)

1 glasura fluorescente (GL-F)

1 fluido per colori

1 reconditioner vernici (per rinfrescare vernici addensate)

Afin d'éviter l'assèchement des teintes CreaColor, ne jamais  
exposer le kit directement aux rayons du soleil ou à une source  
de chaleur.

Per evitare che le vernici CreaColor si asciughino, non esporre  
il kit alla luce solare diretta o al calore.

 MUN-F1 white	 MUN-F7 light brown	 MUN-F13 deep blue	 UF
 MUN-F2 eggshell	 MUN-F8 medium brown	 MUN-FA stain A	 Reconditionner
 MUN-F3 lemon yellow	 MUN-F9 olive	 MUN-FB stain B	
 MUN-F4 mandarine	 MUN-F10 red	 MUN-FC stain C	
 MUN-F5 flamingo	 MUN-F11 blue	 MUN-FD stain D	
 MUN-F6 apricot	 MUN-F12 grey	 GL-F Glaze	

## UTILISATION UNIVERSELLE / USO UNIVERSALE

Pour la fixation interne de teintes et les cuissons externes de maquillage (CC, ZI-F, AV, LF, TI, CP, CP ZI, P&P-Z, CP L&M, P&P-M).

Les teintes de maquillage peuvent être utilisées pour les cuissons de glaçage, moyennant l'utilisation de masses de glaçage dans une plage de température de 800 à 900°C.

**\*Attention :**

Avec Creation AV, la formation de bulles peut intervenir si une trop grande quantité du produit est utilisée dans le mélange.

*Per fissaggio di colori interno e cottura vernice esterna (CC, ZI-F, AV, LF, TI, CP, CP ZI, P&P-Z, CP L&M, P&P-M).  
Le vernici possono essere utilizzate, in caso di cottura di vetrificazione, utilizzando una massa di glasura nella gamma di temperature 800 - 900°C.*

**\*Cautela:**

*Con Creation AV possono crearsi bolle se vengono aggiunte e mescolate quantità eccessive.*

## MAQUILLAGE INTERNE DE MOIGNONS DE DENTINE PRESSÉS OU CUITS / PITTURA INTERNA DI MASSE DENTINA PRESSATE O SOTTOPOSTE A COTTURA



- 1: Réduction pour le maquillage interne /  
*Tecnica cut back per pittura interna*
- 2: Maquillage interne avec MUN-F /  
*Pittura interna con MUN-F*
- 3: Stratification des teintes fixées /  
*Rivestimento dei colori fissati*
- 4: Cuisson de correction /  
*Cottura di correzione*
- 5: Préparation au glaçage /  
*Preparazione per la glasura*
- 6: Couronne in situ /  
*Corona in situ*



# MAQUILLAGE EXTERNE DE CÉRAMIQUES DE STRATIFICATION / PITTURA ESTERNA DI TUTTE LE CERAMICHE DI STRATIFICAZIONE

Teintes de maquillage MUN-F pour la caractérisation de glaçage

Colori MUN-F per la caratterizzazione di superficie



## MAQUILLAGE EXTERNE DE CÉRAMIQUES DE PRESSÉE / PITTURA ESTERNA DI TUTTE LE PRESSOCERAMICHE

1: Restaurations pressées  
2: Application de teintes de maquillage  
MUN-F pour la coloration






3 et 4: Application des teintes de maquillage  
MUN-FA à D pour l'intensification du  
chroma au niveau du collet

5: Pose d'accents à l'aide des teintes  
de maquillage MUN F7 – 9  
6: Application de la masse de glaçage  
7 et 8: Restaurations achevées

1: *Restauri pressati*  
2: *Applicazione di colori MUN-F per  
conferire colorazione*

3 e 4: *Applicazione di colori MUN-F da  
A a D per intensificare la saturazione  
nell'area cervicale*

5: *Creazione di accenti cromatici con  
colori MUN F7 – 9*  
6: *Applicazione della massa di glasura*  
7 e 8: *Restauri finiti*



**APPOINT DE MÉLANGE POUR INTENSIFIER OU INDIVIDUALISER  
LA CÉRAMIQUE DE STRATIFICATION /  
DA AGGIUNGERE ALLA MISCELA PER INTENSIFICARE O PERSONALIZZARE  
LA CERAMICA DI STRATIFICAZIONE**

Les teintes de maquillage MUN-F peuvent être ajoutées en petites quantités aux masses de céramique pour leur modification, pour leur conférer une saturation de couleur supérieure – sans porter préjudice à leur valeur de clarté.

*Sia i colori MUN-F possono essere aggiunti in piccole quantità alle masse ceramiche per dotarle di maggiore saturazione cromatica – senza comprometterne il valore di luminosità.*





## COLORATION ET CARACTÉRISATION D'ARMATURES EN DIOXYDE DE ZIRCONIUM AU MOYEN DE LA TEINTE D'ARMATURE NT ET DE MAKE UP NEO / COLORAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DI ARMATURE IN OSSIDO DI ZIRCONIO CON FS NT E MAKE UP NEO


- Application et cuisson de la teinte d'armature NT / *Applicazione e cottura di FS NT*
- Maquillage de la teinte d'armature NT pour la coloration de la couleur de la dent et pour la caractérisation du dioxyde de zirconium blanc ou précoloré / *Pittura di FS NT per dare una coloratura dentale e per la caratterizzazione dell'ossido di zirconio bianco o già colorato*

	Température de préchauffage	Temps de séchage	Temps de scellement	Temps de séchage fermé	Augmentation de température	Dépression	Température finale	Temps de maintien	Apparence
	<i>Temperatura di preriscaldamento</i>	<i>Tempo di asciugatura</i>	<i>Tempo di sigillatura</i>	<i>Tempo di asciugatura, chiuso</i>	<i>Velocità salita temperatura</i>	<i>Vuoto</i>	<i>Temperatura finale</i>	<i>Tempo di mantenimento</i>	<i>Aspetto</i>
Frameshade NT	450°C	3 min	3 min	-	45°C/min	+	860°C	1 min	brillante / lucido
Creation MU Neo ON Liner NT	450°C	1 min	1 min	-	45°C/min	+	790°C	1 min	brillante / lucido

Les paramètres mentionnés ci-dessous sont des valeurs de référence qui sont toujours adaptées au four de cuisson respectif utilisé et à ses conditions. Le facteur déterminant dans ce contexte est le résultat de cuisson correct.

*I parametri indicati sono orientativi e devono essere sempre adattati al forno usato per la cottura e alle sue caratteristiche. Ciò che conta è ottenere un risultato di cottura corretto.*

APPLICATION ET CARACTÉRISATION DE LA TEINTE D'ARMATURE NT /  
APPLICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DI FS NT



## APPLICATION ET CARACTÉRISATION DE LA TEINTE D'ARMATURE NT / APPLICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DI FS NT

- Armature préparée suivant les indications du fabricant / *Armatura preparata secondo le istruzioni del fabbricante*
- Application de la teinte d'armature NT thixotrope fluorescente prémélangée en une fine couche / *Applicazione in strato sottile di FS TN premiscelato, tixotropo e fluorescente*
- Exécution de la cuisson indiquée dans le tableau / *Esecuzione della cottura indicata nella tabella*
- Après la cuisson, la restauration est recouverte d'une fine couche fluorescente de 0,2 à 0,3 mm / *Dopo la cottura il restauro viene ricoperto da un sottile strato fluorescente di spessore circa da 0,2 a 0,3 mm*
- Sablage de la couche avec 50 µm AL<sub>2</sub>O<sub>3</sub> à une pression de 2 bars afin de créer une surface rétentrice / *Irradiazione dello strato con 50 µm di corindone (AL<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) con pressione a 2 bar per ottenere una superficie ritentiva*
- Vaporisation des armatures sablées / *Pulizia con getto di vapore delle armature irradiate*
- Avec le dioxyde de zirconium blanc, la surface peut être colorée à l'aide des teintes MUN-F. Avec le dioxyde de zirconium précoloré, il est possible d'opérer une caractérisation de couleur à l'aide des teintes MUN-F / *Con i colori MUN-F si può colorare la superficie dell'ossido di zirconio bianco, oppure individualizzare cromaticamente l'ossido di zirconio colorato*
- Exécution de la cuisson indiquée dans le tableau / *Esecuzione della cottura indicata nella tabella*
- L'armature de couleur correcte ou individualisée peut à présent être incrustée avec la céramique de stratification / *L'armatura dal colore corretto o personalizzata può ora essere rivestita con ceramica da stratificazione*

## MODE D'EMPLOI MAKE IN NOVA NEO / ISTRUZIONI PER L'USO DI MAKE IN NOVA NEO

### APERÇU DES MODIFICATEURS, CARACTÉRISTIQUES, INDICATION / PANORAMICA MODIFICATORI, CARATTERISTICHE, INDICAZIONI

**Nova Neo** contient un modificateur universel fluorescent pour masses céramiques qui subit une cuisson lors des cuissons de dentine correspondantes. Ceci ne s'applique pas aux masses de porcelaine opaque et aux modificateurs de porcelaine opaque.

Grâce aux teintes fluorescentes du kit In Nova, il est possible de reproduire aisément l'effet naturel de fluorescence et de faciliter la reproduction correctes des teintes naturelles.

**In Nova** a la faculté d'offrir harmonieusement et efficacement la teinte de la dent grâce à sa fluorescence.

**In Nova** se caractérise par une teinte très intense. De très petites quantités suffisent pour modifier la teinte de la céramique.

**Nova Neo** ne peut en aucun cas être appliqué sur la surface d'une restauration céramique.

*In Nova Neo è un modificatore universale fluorescente, per masse ceramiche, che può essere anch'esso cotto nella relativa cottura della dentina. Fanno espressamente eccezione le masse opacizzanti e il Modifier opacizzante.*

*Grazie ai colori fluorescenti del set In Nova è possibile rendere senza problemi l'effetto naturale della fluorescenza e in tal modo riprodurre fedelmente le sfumature naturali del dente.*


*In Nova, grazie alla sua fluorescenza, ha la caratteristica di trasmettere il colore del dente in modo armonioso e pieno d'effetto.*

*In Nova ha una proprietà cromatica molto intensa. È sufficiente applicarne una piccolissima quantità per modificare la tonalità della massa lavorata.*

*In Nova Neo per nessun motivo si può applicare sulla superficie di un restauro ceramico.*

12 Modificateurs fluorescents  
1 fluide In Nova

12 modificatori fluorescenti  
1 liquido In Nova


 INN-1 melone	 INN-6 olive	 INN-CRL Crackliner
 INN-2 rose	 INN-7 grey	 INN-IL Illusion
 INN-3 yellow	 INN-8 blue	 INN-FLUID
 INN-4 red brown	 INN-9 white	
 INN-5 brown	 INN-10 mais	

## POSSIBILITÉS D'APPLICATION DE IN NOVA NEO / POSSIBILITÀ DI IMPIEGO DI IN NOVA NEO

1. Mélange pour intensifier ou individualiser la céramique de stratification / *In aggiunta alla miscela per intensificare o personalizzare la ceramica di stratificazione*
2. Effet de profondeur grâce à In Nova Neo Illusion / *Effetto di profondità tramite In Nova Neo Illusion*
3. Sauts tridimensionnels grâce à In Nova Neo Crackliner / *Fessure tridimensionali tramite In Nova Neo Crackliner*
4. Maquillage de l'armature en dioxyde de zirconium pour la coloration de la couleur de la dent des restaurations en dioxyde de zirconium blanc et la caractérisation des restaurations en dioxyde de zirconium précoloré / *Pittura di armature in ossido di zirconio per dare ai restauri in ossido di zirconio bianco la colorazione dentale e per caratterizzare quelli in ossido di zirconio già colorato zirconium dioxide restorations*

## EXEMPLES D'APPLICATIONS DE IN NOVA NEO / ESEMPI DI IMPIEGO DI IN NOVA NEO


- 1: Coloration des masses au moyen de In Nova Neo / *Colorazione delle masse con In Nova Neo*
- 2: Infiltration de In Nova Neo / *Infiltrazione di In Nova Neo*
- 3: Exemple de la nature / *Esempio dalla natura*



## EXEMPLES D'APPLICATIONS DE IN NOVA NEO / ESEMPI DI IMPIEGO DI IN NOVA NEO

- 1: Effet de profondeur par infiltration de In Nova Neo Illusion
- 2: Exemple de la nature
- 3: Création de sauts tridimensionnels par application de In Nova Neo Crackliner sur une face de l'instrument tranchant  
Crackliner sur une face de l'instrument tranchant
- 4: Exemple de la nature

- 1: *Effetto di profondità tramite infiltrazione con In Nova Neo Illusion*
- 2: *Esempio dalla natura*
- 3: *Creazione di fessure tridimensionali tramite applicazione monolaterale di In Nova Neo Crackliner su strumento tagliente*
- 4: *Esempio dalla natura*



# CARACTÉRISATION DE DIOXYDE DE ZIRCONIUM BLANC OU COLORÉ AVEC IN NOVA NEO / CARATTERIZZAZIONE DI OSSIDO DI ZIRCONIO BIANCO O COLORATO CON IN NOVA NEO

- 1: Armature en dioxyde de zirconium blanc non coloré, finition achevée /  
*Armatura in ossido di zirconio bianco, non colorata al termine della lavorazione*
- 2: Application de In Nova Neo pour la coloration de l'armature en zirconium /  
*Applicazione di In Nova Neo per colorare l'armatura di zirconio*
- 3: Armature en dioxyde de zirconium après l'achèvement de la cuisson, prête à l'incrustation /  
*Armatura in ossido di zirconio dopo la cottura, pronta per essere rivestita*



	Température de préchauffage	Temps de séchage	Temps de scellement	Temps de séchage fermé	Augmentation de température	Dépression	Température finale	Temps de maintien	Apparence
	Temperatura di preriscaldamento	Tempo di asciugatura	Tempo di sigillatura	Tempo di asciugatura, chiuso	Velocità salita temperatura	Vuoto	Temperatura finale	Tempo di mantenimento	Aspetto
In Nova Neo comme teinte d'armature pour dioxyde de zirconium / come Frameshade per ossido di zirconio	450°C	4 min	2 min	1 min	45°C/min	+	900°C	1 min	brillante / lucido

Les paramètres mentionnés ci-dessous sont des valeurs de référence qui sont toujours adaptées au four de cuisson respectif utilisé et à ses conditions. Le facteur déterminant dans ce contexte est le résultat de cuisson correct.

*I parametri indicati sono orientativi e devono essere sempre adattati al forno usato per la cottura e alle sue caratteristiche. Ciò che conta è ottenere un risultato di cottura corretto.*



Distributeur / *Distributore*

Creation Willi Geller International GmbH  
Koblacherstraße 3, 6812 Meiningen, Austria  
Tel. +43 (0)5522 76784  
Fax. +43 (0)5522 73699  
info@creation-willigeller.com  
www.creation-willigeller.com

Questions technique / *Informazioni tecniche:*  
technic@creation-willigeller.com

Sous réserve d'erreurs d'impression.  
Peut être modifié sans préavis. /  
*Con riserva, errore di stampa. Modifiche possono essere effettuate in qualsiasi momento.*

Fabricant / *Produttore*

KLEMA Dentalprodukte GmbH  
Koblacherstr. 3a, 6812 Meiningen, Austria

