

CREATION WILLI GELLER INTERNATIONAL - SIMPLY BRILLIANT

WILLI GELLER
Creation

ISTRUZIONI PER L'USO OVATTA LIQUIDA PER COTTURA

SALDA PRESA SUL VASSOIO DI COTTURA

L'ovatta liquida per cottura Creation Willi Geller, adatta a tutti i sistemi Creation, fissa saldamente l'oggetto al vassoio di cottura ignifugo. È facile da applicare grazie alla consistenza cremosa e non cambia di dimensioni mentre indurisce in cottura. Allo stesso tempo il calore viene distribuito uniformemente sull'oggetto durante la cottura.





APPLICAZIONE

L'ovatta per cottura si applica direttamente con la siringa alla corona o all'oggetto pressato, che poi viene collocato delicatamente sul supporto del vassoio di cottura.

COTTURA

Nel forno per ceramica questo innovativo materiale indurisce completamente, stabilizzando così in cottura il lavoro dell'odontotecnico – e fornendo un saldo supporto ad inlay, onlay e veneer.

Informazioni tecniche: technic@creation-willigeller.com
Con riserva, errore di stampa.
Modifiche possono essere effettuate in qualsiasi momento.

RIMOZIONE

Dopo la cottura, la pasta solidificata si può eliminare con un utensile, rapidamente e senza lasciare residui, tenendola sotto acqua corrente. Se necessario il materiale potrà infine essere eliminato completamente tramite sabbiatura con perle abrasive a due bar di pressione al massimo.

Quando si usano materiali per veneer Creation LF, è indispensabile evitare qualsiasi contatto con l'ovatta per cottura.

CONSERVAZIONE

L'ovatta liquida per cottura va conservata in luogo fresco e asciutto, in confezione sigillata.

Distributore
Creation Willi Geller International GmbH
Koblacherstraße 3, 6812 Meiningen, Austria
Tel. +43 (0)5522 76784
Fax. +43 (0)5522 73699
info@creation-willigeller.com
www.creation-willigeller.com

Produttore
KLEMA Dentalprodukte GmbH
Koblacherstr. 3a, 6812 Meiningen, Austria